

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Frem2 토끼 다클론 항체 - Q5Szk8

품목 번호: CM0019799

소개

인간 FREM2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 상피 무결성 및 세포 접착 연구에 이상적입니다. SWISS: Q5SZK8.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FREM2 토끼 pAb
비고/별칭	CRYPTOP; FRASRS2; FREM2
종	인간
유전자 ID (인간)	341640
면역원	인간 FREM2(NP_997244.4)의 아미노산 47-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5SZK8
단백질 중량	351kDa
배송	아이스팩