

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Frmd6 다클론 항체 - Q96Ne9

품목 번호: CM0027846

소개

CamelBio는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 FRMD6 토끼 다클론 항체(Q96NE9)를 제공합니다. 막과 세포질에 위치하는 FERM 도메인 단백질인 인간, 마우스 및 래트 FRMD6와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FRMD6 토끼 pAb
비고/별칭	EX1; Willin; C14orf31; c14_5320; FRMD6
종	인간
유전자 ID (인간)	122786
면역원	합성 펩타이드 인간 FRMD6 (NP_001253975.1)의 아미노산 82-183 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96NE9
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백