

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Frs2 토끼 단일클론 항체 - Q8Wu20

품목 번호: CM0005175



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 FRS2 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐(Rat) FRS2(SNT-1)와 반응하며, FGFR 신호 전달 경로 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FRS2 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha; FRS2
종(Species)	인간
유전자 ID	10818
면역원	인간 FRS2 재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	Q8WU20
단백질 무게	57kDa
배송	아이스팩