

Anti-Frs2 Rabbit Polymab® Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - Q8Wu20

품목 번호: CM0005505



소개

FRS2 Rabbit PolymAb®는 인간, 마우스, 래트에 반응성이 확인된 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 토끼 단클론 항체입니다. FRS2는 FGFR 및 NGF 수용체를 MAP 키나아제와 PI3K 신호전달 경로에 연결하는 어댑터 단백질입니다. 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FRS2 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha
종	인간
유전자 ID	10818
면역원	제조합 단백질 (인간 FRS2의 제조합 단백질)
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WU20
단백질 분자량	57 kDa
배송	아이스백