

Anti-Frzb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92765

품목 번호: CM0030435

소개

인간 FRZB(SFRP3, FRZB-1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 쥐 및 마우스와 교차 반응합니다. 골격 형성에 관여하는 분비형 Wnt 신호 조절자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FRZB Rabbit pAb
비고/별칭	FRE, OS1, FZRB, hFIZ, FRITZ, FRP-3, FRZB1, SFRP3, SRFP3, FRZB-1, FRZB-PEN, FRZB
종	인간
GeneID (인간)	2487
GeneID	2487
면역원	인간 FRZB (NP_001454.2)의 아미노산 166-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐, 마우스
SWISS	Q92765
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백