

Wb, Elisa용 Anti-Fshb 폴리클로날 항체 - P01225

품목 번호: CM0016695



소개

WB 및 ELISA용 인간 FSHB에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 생식 생물학 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	FSHB Rabbit pAb
비고/별칭	HH24; FSHB
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2488
면역원	인간 FSHB (NP_000501.1)의 아미노산 19-129에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P01225
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)