

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fsp1/S100A4 Rabbit Monoclonal Antibody - P26447

품목 번호: CM0002504



소개

인간 S100A4(FSP1)를 표적으로 하는 Rabbit monoclonal antibody로, Western blot, immunofluorescence, immunohistochemistry, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 전이, 세포 운동성, 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FSP1/S100A4 Rabbit mAb
비고/별칭	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
종	인간
유전자 ID (인간)	6275
유전자 ID	6275
면역원	인간 S100A4 (P26447)의 아미노산 2-101에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26447
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백