

Anti-Fsp1/S100A4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P26447

품목 번호: CM0020399



소개

Anti-FSP1/S100A4 Rabbit pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포 운동성, 전이, 세포사멸에서 S100A4 연구에 이상적입니다. 고품질 IVD 원료.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FSP1/S100A4 Rabbit pAb
비고/별칭	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
종	인간
유전자 ID	6275
면역원	인간 FSP1/S100A4 (NP_002952.1)의 아미노산 1-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26447
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백