

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fstl4 폴리클로널 항체 - Q6Mzw2

품목 번호: CM0020537

소개

FSTL4 Rabbit pAb는 웨스턴 블로트, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로널 항체입니다. 이 항체는 분비성 폴리스타틴 패밀리 단백질인 사람, 쥐, 랫트의 FSTL4를 검출합니다. 세포 외 신호 전달 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FSTL4 Rabbit pAb
비고/별칭	FSTL4
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	23105
GeneID	23105
면역원(Immunogen)	사람 FSTL4 (NP_055897.1)의 아미노산 22-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q6MZW2
단백질 분자량	93kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)