

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Fstl5 폴리클로날 항체 - Q8N475

품목 번호: CM0020649

소개

인간 FSTL5에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 다양한 샘플에서 폴리스타틴 관련 단백질 5 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FSTL5 Rabbit pAb
비고/별칭	FSTL5
종	인간
유전자 ID (인간)	56884
유전자 ID	56884
면역원	인간 FSTL5 (NP_064501.2)의 아미노산 21-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N475
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백