

Wb, Elisa용 Anti-Ftcd 단일클론 항체 - O95954

품목 번호: CM0007488

소개

인간 FTCD(LCHC1)에 대한 고특이성 재조합 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫드에서 WB와 ELISA 용도로 검증되었습니다. 엽산 대사 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FTCD Rabbit PolymAb®
비고/별칭	LCHC1
종	인간
GeneID (인간)	10841
GeneID	10841
면역원	인간 FTCD의 재조합 단백질
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95954
단백질 중량	59kDa
배송	아이스팩