

Wb, Elisa용 Anti-Ftcd 단일클론 항체 - O95954

품목 번호: CM0006650

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증된 FTCD 토끼 단일클론 항체입니다. 예상 분자량 59 kDa의 인간, 마우스 및 랫트 FTCD를 인식합니다. 히스티딘 대사 및 엽산 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FTCD Rabbit mAb
비고/별칭	LCHC1; FTCD
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	10841
GeneID	10841
면역원(Immunogen)	인간 FTCD 재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	O95954
단백질 분자량	59 kDa
배송(Shipping)	아이스팩 (Ice bag)