

Wb 및 Elisa용 Anti-Ftcd 폴리클로날 항체 - O95954

품목 번호: CM0024893

소개

인간 FTCD(포르미미노트랜스퍼라제-사이클로디아미나제)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, C-말단 재조합 단편에 대해 생성되었습니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FTCD Rabbit pAb
비고/별칭	LCHC1; FTCD
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10841
GeneID	10841
면역원(Immunogen)	인간 FTCD (NP_006648.1)의 아미노산 412-541에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O95954
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)