


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 안티-Fto Rabbit Monoclonal Antibody - Q9C0B1

품목 번호: CM0009646



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 고성능 FTO rabbit monoclonal antibody입니다. 지방량, 비만 및 백혈병과 관련된 주요 RNA 디메틸라제인 인간 FTO와 반응합니다. 후성유전학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	FTO Rabbit mAb
비고/별칭	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
종	인간
GeneID (human)	79068
GeneID	79068
면역원	합성 펩타이드: 인간 FTO (Q9C0B1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9C0B1
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백