

Anti-Fto Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9C0B1

품목 번호: CM0018709



소개

FTO Rabbit Polyclonal Antibody는 사람, 쥐, 및 랫트 FTO (알파-케토글루타르트 의존성 디옥시게나제)를 검출합니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 에피트랜스크립토믹스 및 지방세포 분화 연구를 위해 지방량 및 비만 관련 RNA 데메틸라제를 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FTO Rabbit pAb
비고/별칭	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	79068
GeneID	79068
면역원	사람 FTO (NP_001073901.1)의 아미노산 327-504에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q9C0B1
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)