

Wb, Elisa용 항-Ftsj1 다클론 항체 - Q9Uet6

품목 번호: CM0030527



소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 고품질 토끼 항-FTSJ1 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며, 번역 및 신경 발생에 관여하는 tRNA 메틸트랜스퍼라제를 표적으로 합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FTSJ1 토끼 pAb
비고/별칭	JM23; MRX9; SPB1; CDLIV; MRX44; TRMT7; XLID9; FTSJ1
종	인간
유전자 ID (인간)	24140
유전자 ID	24140
면역원	인간 FTSJ1(NP_036412.1)의 아미노산 170-329에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UET6
단백질 무게	36kDa
배송	아이스팩