


Anti-Ftsj3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Iy81

품목 번호: CM0029538



소개

인간 FTSJ3에 대한 토끼 폴리클론 항체로, pre-rRNA 2'-O-리보스 RNA 메틸트랜스퍼라제입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 리보솜 생합성, rRNA 프로세싱, HIV-1 선천성 면역 회피 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FTSJ3 Rabbit pAb
비고/별칭	SPB1; EPCS3; FTSJ3
종	인간
GeneID (Human)	117246
GeneID	117246
면역원	인간 FTSJ3 (NP_060117.3)의 아미노산 608-847에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IY81
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백