


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Fubp1 다클론 항체 - Q96Ae4

품목 번호: CM0025657



소개

인체 FUBP1(FUSE-binding protein 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 검증 완료. 마우스, 랫드와 교차 반응함. ~68kDa. 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FUBP1 토끼 pAb
비고/별칭	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
종	인체(Human)
GeneID (인체)	8880
GeneID	8880
면역원	인체 FUBP1(NP_003893.2)의 아미노산 302-644에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 랫드
SWISS	Q96AE4
단백질 무게	68kDa
배송	아이스팩