


Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Fubp1 토끼 단클론 항체 - Q96Ae4

품목 번호: CM0005469



소개

인간 FUBP1에 대한 토끼 단클론 항체로, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 FUBP1을 검출합니다. 아미노산 545-644에 해당하는 합성 펩타이드로부터 생산되었습니다. 전사 조절 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FUBP1 토끼 mAb
비고/별칭	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
종	인간
유전자ID (인간)	8880
유전자ID	8880
면역원	합성 펩타이드: 인간 FUBP1 (Q96AE4)의 아미노산 545-644 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96AE4
단백질 분자량	68kDa
배송 방식	아이스백