

Wb, Elisa용 항-Fubp3 다클론 항체 - Q96I24

품목 번호: CM0029252

소개

인간 및 마우스 원상류 요소 결합 단백질 3를 검출하는 WB 및 ELISA용 고품질 FUBP3 토끼 다클론 항체입니다. 이 핵 DNA 결합 단백질은 유전자 발현을 활성화할 수 있어 전사 조절 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FUBP3 토끼 pAb
비고/별칭	FBP3; FUBP3
종	인간
유전자ID (인간)	8939
유전자ID	8939
면역원	인간 FUBP3 (NP_003925.1)의 아미노산 65-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96I24
단백질 분자량	62kDa
배송 방법	아이스 팩