

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fukutin 단일클론 항체 - O75072

품목 번호: CM0003610

소개

인간 Fukutin (FKTN)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 이 dystroglycanopathy, 선천성 근육이영양증 및 리비톨-인산 전이효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fukutin Rabbit mAb
비고/별칭	FCMD; CMD1X; LGMD2M; MDDGA4; MDDGB4; MDDGC4; LGMDRI3; Fukutin
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2218
GeneID	2218
면역원	합성 펩타이드 인간 Fukutin (O75072)의 아미노산 362-461 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75072
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)