


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fundc1 다클론 항체 - Q8Ivp5

품목 번호: CM0019396



소개

인간 FUNDC1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐와 교차 반응합니다. 미토파지 및 MAM 형성에 관여하는 미토콘드리아 외막 단백질을 표적으로 합니다. 자가포식 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FUNDC1 토끼 pAb
비고/별칭	FUNDC1
종	인간
GeneID (인간)	139341
GeneID	139341
면역원	합성 펩타이드 - 인간 FUNDC1 (NP_776155.1)의 아미노산 1-155 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q8IVP5
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스백