


Anti-Fundc1 폴리클론항체 (Wb용) - Q8Ivp5

품목 번호: CM0021612



소개

인간 FUNDC1에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증됨. 아미노산 50-155로부터 유래한 펩타이드 면역원. 미토파지, 미토콘드리아 역학, MAMs 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FUNDC1 Rabbit pAb
비고/별칭	FUNDC1
종	인간
GeneID (Human)	139341
GeneID	139341
면역원	합성 펩타이드[인간 FUNDC1 (NP_776155.1)의 아미노산 50-155 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IVP5
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백