


Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Fundc1 토끼 단일클론 항체 - Q8Ivp5

품목 번호: CM0011310



소개

WB, IP, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 재조합 항-FUNDC1 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 생쥐 및 랫드의 FUNDC1(17 kDa)을 검출합니다. 미토파지, 미토콘드리아 동역학 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FUNDC1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	Fundc1
종	사람
GeneID	139341
면역원	사람 FUNDC1(NP_776155.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	Q8IVP5
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩