

## Wb 및 Elisa용 항퓨린 단클론 항체 - P09958

품목 번호: CM0010922



### 소개

WB 및 ELISA용 토끼 유래 항퓨린 단클론 항체입니다. 인간 및 생쥐와 반응하며, 전단백질 전환효소 퓨린을 표적으로 합니다. 연구 및 진단 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 사양                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 퓨린 토끼 단클론 항체                                                 |
| 비고/별칭       | FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin                                |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 5045                                                         |
| 유전자 ID      | 5045                                                         |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 인간 퓨린(P09958)의 아미노산 200-300번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 기원          | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                       |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐                                                       |
| SWISS       | P09958                                                       |
| 단백질 분자량     | 87kDa                                                        |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                        |