

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Furin Rabbit Polyclonal Antibody - P09958

품목 번호: CM0025667



소개

인간 Furin (PCSK3/PACE)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 Furin을 인식합니다. TGF-베타 신호 전달 및 숙주-병원체 상호작용 연구 등에 응용됩니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Furin Rabbit pAb
비고/별칭	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
종	인간
GeneID (Human)	5045
GeneID	5045
면역원	합성 펩타이드 인간 Furin (NP_002560.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
출처	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09958
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백