

Wb, Elisa용 Anti-Fut2 토끼 다클로날 항체 - Q10981

품목 번호: CM0030788

소개

인간 FUT2(분비 인자)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 당화 및 혈액형 항원 연구에서의 연구용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FUT2 Rabbit pAb
비고/별칭	SE; Se2; sej; SEC2; B12QTL1; FUT2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2524
GeneID	2524
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q10981
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)