

Anti-Fut6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P51993

품목 번호: CM0025284

소개

인간 fucosyltransferase 6 (FUT6/Fuc-TVI)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 시알릴 루이스 X 생합성 및 관련 바이오마커 연구를 포함하는 당생물학 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FUT6 Rabbit pAb
비고/별칭	FTIA; FCT3A; Fuc-TVI; FucT-VI; FUT6
종	인간
유전자 ID (인간)	2528
유전자 ID	2528
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P51993
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백