


Anti-Fut8 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Byc5

품목 번호: CM0015023



소개

인간 FUT8 (알파-1,6-푸코실트랜스퍼라제)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차반응합니다. 당생물학, IgG 연구 및 CDG 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FUT8 Rabbit pAb
비고/별칭	CDGF, CDGFI, FUT8
종	인간
유전자 ID	2530 (인간)
면역원	인간 FUT8 (NP_835367.1)의 아미노산 376-575에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BYC5
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백