


## Anti-Fxn / Frataxin 토끼 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q16595

품목 번호: CM0013948



### 소개

인간 frataxin(FXN)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 철-황 클러스터 생합성 및 프리드라이히 운동실조증 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | FXN / Frataxin 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxin                              |
| 종           | 인간                                                                     |
| GeneID (인간) | 2395                                                                   |
| GeneID      | 2395                                                                   |
| 면역원         | 인간 FXN / Frataxin (NP_000135.2)의 아미노산 42-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원산지         | 토끼                                                                     |
| 범주          | 폴리클론항체                                                                 |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                            |
| SWISS       | Q16595                                                                 |
| 단백질 분자량     | 23kDa                                                                  |
| 배송          | 아이스백                                                                   |