


Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Anti-Fxr1 단일클론 항체 - P51114

품목 번호: CM0009064



소개

WB, IP, IF/ICC, ELISA용 토끼 단일클론 anti-FXR1 항체. 인간, 마우스, 래트에서 내인성 FXR1 (~70 kDa)을 검출합니다. 신경발생, 근육, 정자형성에서 mRNA 번역/안정성을 조절하는 RNA 결합 단백질.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FXR1 Rabbit mAb
비고/별칭	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
종	인간
GeneID	8087
면역원	인간 FXR1 (P51114)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51114
단백질 무게	70kDa
배송	아이스백