


Wb 및 Elisa용 Anti-Fxr1 토끼 다클로날 항체 - P51114

품목 번호: CM0029943



소개

인간 FXR1에 대한 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합합니다. mRNA 번역 조절, 신경 생성, 및 근육 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FXR1 Rabbit pAb
비고/별칭	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8087
면역원	인간 FXR1 (NP_005078.2)의 아미노산 250-350 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P51114
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백