

## Wb, If/Icc, Elisa용 항-Fxr2 다클론 항체 - P51116

품목 번호: CM0025279



### 소개

인간 FXR2(P51116)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. mRNA 안정성 및 해마 신경 발생 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | FXR2 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | FXR2P; FMR1L2; FXR2                                          |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 9513                                                         |
| 유전자 ID      | 9513                                                         |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 FXR2(NP_004851.2)의 550-650 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 출처          | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                       |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                                   |
| SWISS       | P51116                                                       |
| 단백질 무게      | 74kDa                                                        |
| 배송          | 아이스팩                                                         |