

항-Fxr2 토끼 다클론 항체, Wb·elisa용 - P51116

품목 번호: CM0017381



소개

FXR2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 사람, 생쥐, 쥐 시료의 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. mRNA 번역을 조절하고 해마 신경발생에 필요한 RNA 결합 단백질 FXR2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FXR2 Rabbit pAb
비고/별칭	FXR2P; FMR1L2; FXR2
종	사람
유전자 ID (사람)	9513
면역원	사람 FXR2 (NP_004851.2)의 아미노산 550-650 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P51116
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스팩