


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fxr/Nr1H4 토끼 단일클론 항체 - Q96Ri1

품목 번호: CM0006924



소개

인간 FXR/NR1H4를 표적으로 하며 Western blot, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 담즙산 수용체 신호 전달 및 대사 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FXR/NR1H4 토끼 mAb
비고/별칭	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; FXR/NR1H4
종	인간
유전자 ID (인간)	9971
유전자 ID	9971
면역원	인간 FXR/NR1H4(NP_001193922.1)의 아미노산 1~230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96RII
단백질 분자량	48 kDa/54 kDa/55 kDa/56 kDa
배송	아이스팩