


Anti-Fxyd1 (Phospholemman) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O00168

품목 번호: CM0019507



소개

Human FXYD1/Phospholemman에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 이온 수송 조절 및 NKA 활성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FXYD1 Rabbit pAb
비고/별칭	PLM; FXYD1
종	Human
GeneID (Human)	5348
GeneID	5348
면역원	합성 펩타이드 Human FXYD1 (NP_005022.2)의 아미노산 1-92 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	O00168
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백