

Ihc-P, Elisa용 Anti-Fxyd3 폴리클론항체 - Q14802

품목 번호: CM0019357

소개

IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 FXYD3 폴리클론항체입니다. 인간 FXYD3/Mat-8(나트륨/칼륨-ATPase 조절자)를 검출하여 이온 수송 및 암 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FXYD3 Rabbit pAb
비고/별칭	MAT8; PLML; FXYD3
종	인간
GeneID (Human)	5349
면역원	인간 FXYD3 (NP_005962.1)의 아미노산 1-87에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14802
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스팩