

Wb, Elisa용 항-Fxyd6 다클론 항체 - Q9H0Q3

품목 번호: CM0017723



소개

사람 FXYD6(포스포히폴린)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 이온 수송 연구에서 나트륨/칼륨 ATPase 조절 인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FXYD6 토끼 pAb
비고/별칭	FXYD6
종	사람
유전자 ID	53826
면역원	재조합 단백질 사람 FXYD6(NP_071286.1)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9H0Q3
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백