

Wb, Elisa용 항-Fxyd7 다클론 항체 - P58549

품목 번호: CM0016844

소개

인간 FXYP7에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 나트륨/칼륨 ATPase 조절 및 이온 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FXYP7 토끼 pAb
비고/별칭	FXYP7
종	인간
유전자ID (인간)	53822
유전자ID	53822
면역원	인간 FXYP7 (NP_071289.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P58549
단백질 분자량	9kDa
배송 방법	아이스 팩