


Wb, Elisa용 Anti-Fyb 폴리클론 항체 - O15117

품목 번호: CM0016252



소개

인간 FYB(FYN-결합 단백질 1)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. T-세포 신호 전달 및 액틴 세포골격 재구성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FYB Rabbit pAb
비고/별칭	FYB; ADAP; THC3; PRO0823; SLAP130; SLAP-130
종	인간
유전자 ID (인간)	2533
유전자 ID	2533
면역원	인간 FYB (NP_001456.3)의 아미노산 678-829에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O15117
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백