

Wb, Elisa용 항-Fzd3 다클론 항체 - Q9Npg1

품목 번호: CM0016105



소개

인간 Frizzled-3(FZD3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. Wnt 신호 전달, 신경 발생 및 평면 세포 극성 연구에 이상적입니다. 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FZD3 토끼 pAb
비고/별칭	Fz-3; FZD3
종	인간
유전자ID	7976
면역원	인간 FZD3(NP_059108.1)의 아미노산 23-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫트
SWISS	Q9NPG1
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백