


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fzd4 토끼 다클로날 항체 - Q9Ulv1

품목 번호: CM0028027



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-FZD4 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 Frizzled-4를 인식합니다. 재조합 면역원을 사용합니다. Wnt 신호 전달 및 망막 혈관 형성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FZD4 Rabbit pAb
비고/별칭	Fz4; EVRI; FEVR; Fz-4; FzE4; GPCR; hFz4; CD344; FZD4S; FZD4
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	8322
유전자 ID	8322
면역원	사람 FZD4 (NP_036325.2)의 아미노산 42-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9ULV1
단백질 크기	60kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)