

Wb, Elisa용 항-Fzd6 다클론 항체 - O60353

품목 번호: CM0015146



소개

인간 Frizzled-6(FZD6)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 평면 세포 극성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	FZD6 토끼 pAb
비고/별칭	FZ6; FZ-6; HFZ6; NDNCL; NDNCL10; FZD6
종	인간
유전자ID (인간)	8323
유전자ID	8323
면역원	인간 FZD6 (NP_003497.2)의 아미노산 19-201에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O60353
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스 팩