

Anti-G0S2 Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P27469

품목 번호: CM0017287

소개

인간 G0S2를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, BCL2에 결합하여 세포사멸을 촉진하는 미토콘드리아 단백질입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되어 세포사멸 조절 및 G0/G1 전환 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	G0S2 Rabbit pAb
비고/별칭	G0S2
종	인간
유전자 ID (인간)	50486
유전자 ID	50486
면역원	인간 G0S2의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 (NP_056529.1)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P27469
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩