

Wb 및 Elisa용 Anti-G2E3 토끼 다클로날 항체 - Q7L622

품목 번호: CM0017357

소개

히스톤 H3K14
모노유비퀴틴화(monoubiquitination)를 위한 E3
유비퀴틴 리가제인 인간 G2E3를 표적으로 하는 토끼
다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA용으로
검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다.
크로마틴 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	G2E3 Rabbit pAb
비고/별칭	PHF7B; KIAA1333; G2E3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55632
유전자 ID	55632
항원(Immunogen)	인간 G2E3 (NP_060239.2)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	Q7L622
단백질 분자량	81kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)