

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-G3Bp1 폴리클로날 항체 - Q13283

품목 번호: CM0023507



소개

인간 G3BP1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트의 단백질을 인식합니다. 스트레스 과립 역학, 선천성 면역, 및 핵산 헬리카제 기능을 조사하는 데 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	G3BP1 Rabbit pAb
비고/별칭	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10146
면역원	인간 G3BP1 (NP_131-330)의 아미노산 938405.1에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13283
단백질 크기	52kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)