

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-G3BP1 토끼 단일클론 항체 - Q13283

품목 번호: CM0005001



소개

인간 G3BP1(Ras GTPase 활성화 단백질 결합 단백질 1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블로팅, 면역형광/면역세포화학, 면역침전 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 스트레스 과립 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	G3BP1 토끼 mAb
비고/별칭	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
종	인간
GeneID (인간)	10146
GeneID	10146
면역원	인간 G3BP1 (Q13283)의 아미노산 350-450 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13283
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩