

Anti-G3Bp1 Rabbit Monoclonal Antibody [Ko Validated] For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13283

품목 번호: CM0004864

소개

사람과 마우스, 쥐 G3BP1에 반응하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 스트레스 과립 연구, 선천성 면역, 헬리케이즈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] G3BP Rabbit mAb
비고/별칭	G3BP; HDH-VIII
종 (Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	10146
면역원 (Immunogen)	사람 G3BP1 (NP_938405.1)의 아미노산 210-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q13283
단백질 분자량	52 kDa/14 kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)