

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-G3Bp2 토끼 다클론 항체 - Q9Un86

품목 번호: CM0030626



소개

G3BP2 토끼 pAb(다클론)은 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 항바이러스 신호 전달에 중요한 스트레스 과립 스캐폴드 단백질(54kDa)을 표적으로 합니다. RNA 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	G3BP2 토끼 pAb
비고/별칭	G3BP2
종	사람
유전자 ID (사람)	9908
유전자 ID	9908
면역원	사람 G3BP2 (NP_987100.1)의 아미노산 140-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9UN86
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩