

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-G6Pd 폴리클로날 항체 - P11413

품목 번호: CM0017705



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 G6PD (G6PD1)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 종과 반응합니다. 대사 경로, 용혈성 빈혈 및 산화 스트레스에서의 글루코오스-6-인산 탈수소효소 기능 조사에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	G6PD Rabbit pAb
비고/별칭	G6PD1; G6PD
종(Species)	Human
GeneID	2539
면역원(Immunogen)	인간 G6PD (NP_001035810.1)의 아미노산 195-515에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P11413
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)